

Reconditionnement hygiénique

Dermatoscopes HEINE® iC1 et NC2

Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



AVERTISSEMENT ! Ce symbole attire l'attention sur une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés.



REMARQUE ! Ce symbole est utilisé pour des informations importantes mais ne renvoie pas à une situation dangereuse.

	<p>Les instructions ci-après relatives au reconditionnement hygiénique doivent être suivies dans le respect des normes, des lois, des directives et des recommandations nationales.</p> <p>Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur dans l'établissement respectif.</p>
	<p>En cas de soupçon de contamination, procédez à un reconditionnement hygiénique.</p> <p>Procédez à un reconditionnement hygiénique des embouts de contact après chaque utilisation.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions.</p> <p>Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par une personne possédant une expertise adéquate en matière d'hygiène.</p> <p>Veuillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué.</p> <p>Éviter la pénétration de liquides dans le dispositif.</p> <p>Éviter toute pénétration d'humidité dans la région du port USB.</p> <p>Les procédures de reconditionnement décrites sont représentées en même temps que les compatibilités matérielles correspondantes. Le reconditionnement doit être effectué en accord avec une procédure de reconditionnement approuvée. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG ne peut garantir la désinfection par des procédures. Celle-ci doit être validée par l'utilisateur, en l'occurrence l'hôpital ou les fabricants des appareils de reconditionnement.</p>
<p>Limitations en matière de reconditionnement</p>	<p>Contrôlez à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil.</p> <p>Les embouts de contact peuvent être reconditionnés jusqu'à 1 000 cycles.</p>



Nettoyage et désinfection par essuyage

1. Préparation

Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.

Enlevez le câble USB.

Retirez la coque du smartphone et le smartphone du dermatoscope et traitez le smartphone et la coque séparément.

Retirez l'embout de contact de l'instrument et le traiter séparément.

Enlevez le filtre ou la lentille auxiliaire de l'embout de contact.

2. Nettoyage et désinfection par essuyage manuels



Veillez à ce que toutes les surfaces soient entièrement humectées pendant le temps d'exposition complet spécifié par le fabricant de l'agent désinfectant. Si nécessaire, augmentez le nombre de procédures d'essuyage et/ou le nombre de lingettes.

Équipement

- Agent nettoyant, si nécessaire : enzymatique (p. ex. neodisher MediClean)
- Agent désinfectant :
composés ammonium quaternaires (p. ex. Cleanisept Wipes, Mikrobac Tissues ou Sani-Cloth AF3)
- Pour une désinfection virucide :
composés ammonium quaternaires (p. ex. lingettes Mikrobac Virucidal Tissues)
- Assurez-vous que l'agent de reconditionnement est approuvé pour une utilisation sur votre smartphone (p. ex. lingettes universelles mikrozyd).

Mise en oeuvre

- En cas de salissures tenaces, vous pouvez tout d'abord procéder au nettoyage avec un chiffon imbibé d'agent nettoyant avant de désinfecter avec une lingette désinfectante.
- Nettoyez et désinfectez manuellement le dermatoscope, l'adaptateur pour smartphone, la coque du smartphone et le smartphone.
- Nettoyez et désinfectez manuellement les embouts de contact après les avoir retirés du dermatoscope.
- Veillez tout particulièrement aux zones difficiles d'accès.
- Essuyez bien minutieusement les surfaces touchées par le patient et l'utilisateur : p. ex. pièces appliquées, éléments de commande, boutons de réglage et éléments de verrouillage.
- Éliminez les résidus et séchez l'appareil en respectant les instructions du fabricant de l'agent désinfectant.

3. Inspection et test de fonctionnement



- Vérifiez l'absence de contaminants visibles ou d'usure sur l'appareil. Procédez à un nouveau reconditionnement si nécessaire ou jetez-le en cas de salissures tenaces.

4. Stockage

À stocker à l'abri de la recontamination, de la poussière et de l'humidité.

