

# HEINE OMEGA 600

Uno sguardo rapido alle caratteristiche principali

Vi ringraziamo per aver scelto HEINE OMEGA 600 e vi auguriamo il massimo successo e divertimento nel lavoro con il vostro nuovo strumento di lavoro.

Saremmo molto felici se voleste vorrete condividere le vostre esperienze o scoperte: #heine #iuseheine #OMEGA600



**Presenza di ricarica USB-C**  
Ricarica con cavo USB-C

**Indicatore dello stato di carica**

●●●●●  
66–100 %

●●●●●  
33–66 %

●●●●●  
10–33 %

●●●●● \* lampeggia  
< 10 %

**Controllo della luminosità**  
On/Off, regolazione continua dell'intensità luminosa dal 3 al 100%, visionBOOST dal 100 al 245% per una visione migliore fino al 20% in presenza di opacità dei media. Possibilità di posizionamento per utilizzatori destrorsi o mancini.

**Leva di selezione del filtro**



Filtri red-free (verde), giallo e blu



Il video “Come configurare il vostro OMEGA 600” spiega come adattare lo strumento alle vostre esigenze personali.

# HEINE OMEGA 600

Uno sguardo rapido alle caratteristiche principali



**Leva di regolazione stereoscopica**  
Fornisce le migliori immagini 3D, per qualsiasi dimensione della pupilla e durante l'esame della periferia della retina



**Funzione di esclusione dell'unità ottica**  
Per interazioni più pratiche con i pazienti



**Oculari**  
Per adattare al meglio la vostra visione è possibile sostituire l'oculare +2D montato inizialmente con la lente neutra 0D (fornita con lo strumento)



**Specchietto per secondo osservatore TM2**



**Regolazione della larghezza**



**Copertura antipolvere per il vetro frontale**

