




Notre meilleure imagerie, réinventée.



Améliorez votre dermatoscope HEINE avec l'adaptateur pour appareil photo SLR | SLM. L'association du HEINE DELTA 30 ou HEINE DELTA 30 PRO, de l'adaptateur pour appareil photo HEINE SLR | SLM et d'un appareil photo DSLR ou DSLM crée un système complet pour la documentation d'images de haute qualité constante.

Faites évoluer votre dermatoscope haut de gamme pour une imagerie encore meilleure. La solution parfaite, que ce soit pour les applications scientifiques ou le travail quotidien des photographes cliniques.


- ▶ Applicable de manière universelle pour DELTA 30 PRO et DELTA 30
- ▶ Amélioration de la visibilité des plus petites structures grâce au post-agrandissement numérique
- ▶ Résolution optique maximale
- ▶ Meilleure visibilité des détails
- ▶ Mise au point facile

Trouver le bon adaptateur :

l'adaptateur pour appareil photo HEINE SLR | SLM est disponible avec un raccordement à baïonnette pour certains appareils photo reflex à miroir numériques (DSLR) et appareils photos reflex numériques sans miroir (DSLM) ou avec un raccordement universel T2 uniquement.

Lors de l'achat de l'adaptateur universel pour appareil photo SLR | SLM, un adaptateur T2 avec raccordement à baïonnette est nécessaire pour raccorder l'appareil photo numérique à l'adaptateur.

Ces combinaisons entre HEINE l'adaptateur pour appareil photo et les appareils photos numériques suivants sont disponibles :



Marque	Adaptateur à baïonnette	HEINE Adaptateur pour appareil photo SLR SLM
Canon	DSLR EOS EF	K-000.34.141
	DSLM EOS R	K-000.34.142
	DSLM EOS M	K-000.34.143
NIKON	DSLR NIKON F	K-000.34.144
	DSLM NIKON Z	K-000.34.145
SONY	DSLM SONY E	K-000.34.146
Universel	non fourni	K-000.34.140

Pour obtenir de plus amples informations sur HEINE l'adaptateur pour appareil photo SLR | SLM, consultez le site www.heine.com/adaptateur