




Nuestras mejores imágenes, reinventadas.



Mejore su dermatoscopio HEINE con el SLR | SLM Adaptador de cámara. La combinación entre el HEINE DELTA 30 o el HEINE DELTA 30 PRO, el SLR | SLM Adaptador de cámara HEINE y una cámara DSLR o DSLM constituye un sistema integral para documentar imágenes de alta calidad de forma coherente.

Mejore su dermatoscopio de gama alta para obtener unas imágenes aún mejores. Se trata de la solución perfecta no solo para aplicaciones científicas y el trabajo cotidiano de los fotógrafos clínicos.


- ▶ Aplicación universal para el DELTA 30 PRO y el DELTA 30
- ▶ Mejora de la visibilidad de las estructuras más diminutas gracias a la posmagnificación digital
- ▶ Máxima resolución óptica
- ▶ Mejor visibilidad de los detalles
- ▶ Fácil reenfoque

Cómo encontrar el adaptador correcto:

El SLR | SLM Adaptador de cámara HEINE está disponible con conexión de bayoneta para ciertas cámaras réflex digitales de objetivo único (DSLR) y cámaras digitales sin espejo de objetivo único (DSLM) o bien solo con conexión universal T2.

Si se adquiere el SLR | SLM Adaptador de cámara universal, se necesita una conexión de cámara con adaptador T2 con bayoneta para conectar la cámara digital al adaptador.

Estas combinaciones de HEINE adaptador de cámara están disponibles para las siguientes cámaras digitales:



Marca	Adaptador de bayoneta	SLR SLM Adaptador de cámara HEINE
Canon	DSLR EOS EF	K-000.34.141
	DSLM EOS R	K-000.34.142
	DSLM EOS M	K-000.34.143
NIKON	DSLR NIKON F	K-000.34.144
	DSLM NIKON Z	K-000.34.145
SONY	DSLM SONY E	K-000.34.146
Universal	No suministrado	K-000.34.140

Para obtener más información sobre el HEINE SLR | SLM Adaptador de cámara visite www.heine.com/adaptador