



Here comes the sun. Ampliación de XHL a LED^{HQ}.

¡ADIÓS AL CAMBIO DE LÁMPARAS!

Por fin sale el sol para muchos propietarios de instrumentos HEINE con iluminación XHL:

- ▶ Durabilidad prácticamente ilimitada con LED^{HQ} en calidad HEINE
- ▶ Sin necesidad de mantenimiento y con gran fiabilidad operativa
- ▶ Ampliación de la duración de pilas y baterías gracias al bajo consumo de corriente
- ▶ Sostenibilidad, ya que no es un producto consumible y evita las complicaciones que supone desechar las pilas
- ▶ La pieza de repuesto acreditada garantiza la seguridad del paciente*

Instrumento	Tipo	Fuente de tensión	Lámpara XHL anterior	Nuevo módulo LED ^{HQ}
Otoscopio	BETA 400 F.O. BETA 200 F.O. K180	Mango a pilas 2,5V	X-001.88.077	X-028.88.132
		Mango recargable 3,5V	X-002.88.078	X-008.88.133
Oftalmoscopio	BETA 200S BETA 200	Mango a pilas 2,5V	X-001.88.069	X-028.88.134
		Mango recargable 3,5V	X-002.88.070	X-008.88.135
Retinoscopio	BETA 200	Mango a pilas 2,5V	X-001.88.087	X-028.88.130
		Mango recargable 3,5V	X-002.88.089	X-008.88.131
Veterinario	Cabezal hendido G100 BETA 200 VET otoscopio	Mango a pilas 2,5V	X-001.88.077	X-028.88.132
		Mango recargable 3,5V	X-002.88.078	X-008.88.133



- ▶ Aquí mostramos en un breve vídeo cómo funciona la actualización y cómo utilizar el nuevo módulo HEINE LED^{HQ} en lugar de una lámpara XHL.

*Sólo el original es tan bueno como el original. Utilice PIEZAS ORIGINALES HEINE y no productos de otros fabricantes. Sólo entonces se aplicará nuestra garantía y las características de rendimiento como la fidelidad del color, la función y la seguridad de nuestros instrumentos de examen están siempre garantizadas.