



**Für jede Intubation.  
Auch die unerwartet  
schwierigen.**



visionPRO



# Das HEINE visionPRO Videolaryngoskop.

## **MIT EINER SEHR, SEHR, SEHR GUTEN BILDQUALITÄT.**

Für eine schnelle und zielsichere Intubation ist nichts wichtiger als die beste Sicht auf die Glottis – mit einer hellen und scharfen Abbildung. Das gilt für jede Intubation und umso mehr für schwierige, unvorhergesehene Situationen. Deshalb haben wir bei dem HEINE visionPRO Videolaryngoskop von der Kamera über die Bildverarbeitung bis hin zu unserem HEINE allBRIGHT Display die besten Komponenten kombiniert.

## **EXTREM HALTBAR. ES WIRD SCHLIESSLICH IN DEUTSCHLAND HERGESTELLT.**

Das HEINE visionPRO ist extrem robust, zuverlässig und langlebig. Der Griffkopf und der Displayrahmen sind aus eloxiertem Aluminium, der Griff und der Kameraarm aus Edelstahl gefertigt. Aber auch das Coverglas des HEINE allBRIGHT Displays ist nahezu unverwüstlich. Wenig überraschend, schließlich ist die hohe Zuverlässigkeit von HEINE Instrumenten seit Jahrzehnten sprichwörtlich. Und auch für unser Videolaryngoskop gilt: We make Made in Germany.

**Einzigartig:**

# Das HEINE allBRIGHT Display.

Unser allBRIGHT Display bietet auch bei sehr hellem Umgebungslicht eine farb- und naturgetreue Darstellung. Der Grund: HEINE verwendet weltweit als erster und einziger Hersteller von Videolaryngoskopen ein transflektives Display.\*

## **OHNE UMWEGE ZUM ZIEL.**

Mit seinem extragroßen Sichtfeld im Hochformat zeigt das HEINE visionPRO einen deutlich größeren Ausschnitt der Glottis und der relevanten umliegenden Anatomie. So wird eine schnelle und umfassende Orientierung – auch in zeitkritischen Situationen – immer bestens unterstützt. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, um präzises Intubieren zu gewährleisten.

## **SICHER, SCHNELL UND EINFACH ZU REINIGEN.**


Um eine maximale Patientensicherheit zu gewährleisten, lassen sich Display und Griff für zahlreiche validierte Aufbereitungsverfahren einfach trennen. Dabei ist der Griff von Wisch- über Tauchdesinfektion bis hin zu Niedrigtemperatursterilisation, das gesamte Instrument für schonende hygienische Wiederaufbereitungsverfahren geeignet. Zu verdanken ist das unseren glatten und leicht zu reinigenden Oberflächen namens HEINE smoothSURFACE.



**allBRIGHT**

visionPRO





# So umweltfreundlich wie möglich.

## **NACHHALTIGKEIT MIT EINGEBAUT.**

Für das HEINE visionPRO verwenden wir ganz bewusst einen wiederaufladbaren Lithium-Akku mit beinahe unendlicher Lebensdauer. Das senkt die Kosten und vor allem die Belastung für die Umwelt. Denn Einwegbatterien sind nicht nur teuer, sondern sowohl in der Herstellung als auch in der Entsorgung höchst problematisch. Und so gar nicht nachhaltig.

## **ERSTER SPATEL AUS UPCYCLING-MATERIAL.**

Und noch ein echter Benefit zum Schluss: Unsere HEINE visionPRO Spatel werden aus Upcycling-Material von ausgedienten Kühlschränken hergestellt.

So ersparen wir der Umwelt durch das kontrollierte Recycling dieser Kühlschränke schon im ersten Jahr circa 200 Tonnen CO<sub>2</sub> pro Jahr. Was 6,2 Mio. Kilometer Bahnfahrten pro Person, also etwa 140-mal rund um die Erde, entspricht. Außerdem fertigen wir die HEINE Spatel für das visionPRO Videolaryngoskop auf einer Maschine, die mit Ökostrom betrieben wird. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit auf [www.heine.com/de/CSR](http://www.heine.com/de/CSR).

Für das smarte Design unserer Spatel sind verschiedene Schutzrechte, national und international, beantragt und erteilt.

# Quality made in Germany.

Wir leben Qualität. In allem, was wir tun. In jedem Produkt, das wir herstellen. In jeder Linse, die wir schleifen. In jeder Schraube, die wir anziehen. In jeder Fiber Optik Faser, die wir bündeln. Immer. Jeden Tag.

Inzwischen ist die Haltbarkeit unserer Primärdiagnostik-Instrumente legendär. Denn jedes einzelne Instrument ist das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungen, kontinuierlicher Verbesserungen und der 100 %igen Qualitätskontrolle in unserer eigenen Produktion. Wo wir penibel darauf achten, dass unsere hohen Ideale in puncto Qualität eingehalten werden.

So stellen wir sicher, dass unser Anspruch an unsere Premiumprodukte, nämlich die treffsicherste und frühestmögliche Diagnose zu ermöglichen, auch eingehalten wird. Nicht mehr. Aber auch niemals weniger.



[01]

## visionPRO Set Mac [01]

visionPRO Videolaryngoskop bestehend aus, visionPRO HR1 Mac Griff und visionPRO DS1 Display-Einheit, visionPRO CS1 Ladestation mit Steckernetzteil,

F-270.95.862

Bestellinformationen und weitere Produkte finden Sie unter [www.heine.com/laryngoskope](http://www.heine.com/laryngoskope)



Mac 2



Mac 3



Mac 4



HyMac 3

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
[www.heine.com](http://www.heine.com)



Technische Änderungen vorbehalten.

03|24. A-000.00.328 DE

