



DISPONIBLE DÈS  
MAINTENANT !

**La nouvelle lame  
visionPRO HyMac 3  
hyperangulée HEINE.**

# Nouveau et différent. Et tout comme d'habitude.

Il y a parfois des situations au niveau des voies respiratoires qui exigent une approche fortement de biais et où une lame un peu plus courbée est avantageuse. Pour ces situations particulières, il existe désormais la nouvelle lame à usage unique visionPRO HyMac 3 HEINE.

Elle est courbée dans la zone distale, de sorte qu'elle s'incline fortement derrière la base de la langue et aide ainsi « presque comme par magie » à soulever l'épiglotte.

- ▶ La visionPRO HyMac 3 peut être utilisée comme une lame visionPRO Mac ordinaire – résultat : vous profitez d'une utilisation intuitive sans passer par une formation supplémentaire
- ▶ Une tige de guidage usuelle suffit pour amener le tube ET en toute sécurité jusqu'à sa destination
- ▶ Pas d'augmentation inutile de la complexité du processus d'intubation
- ▶ Rapide & intuitif

## LA PREMIÈRE LAME HYPERANGULÉE FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX UPCYCLÉS.

- ▶ Préservation de l'environnement grâce à l'économie de CO<sub>2</sub>
- ▶ Fabrication durable sur une machine à faible consommation d'énergie avec de l'électricité verte
- ▶ Réduction de la consommation de matériaux :  
Design minimaliste & procédé de moulage par injection avec peu de déchets

## SÛR ET HYGIÉNIQUE.

- ▶ Inscription bien visible
- ▶ Fixation sûre, même dans les situations où il faut agir rapidement
- ▶ Le design de la lame protège le bras de la caméra contre la contamination et permet un retraitement rapide et efficace
- ▶ Chaque lame est emballée individuellement dans un emballage hygiénique

visionPRO HyMac 3 lames à usage unique, boîte de 10

F-000.22.246

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
www.heine.com



Sous réserve de modifications techniques.

07/23. A-000.00.239 FR

