



**Pour chaque intubation.
Même les plus étranges.**



Le vidéo laryngoscope **HEINE visionPRO.**

AVEC UNE TRÈS, TRÈS, TRÈS BONNE QUALITÉ D'IMAGE.

Pour une intubation rapide et fiable, la vue parfaite de la glotte avec une image claire et nette est primordiale. Ceci est vrai pour chaque intubation, et encore plus pour les situations difficiles et imprévues. C'est pourquoi nous avons combiné les meilleurs composants dans le vidéo laryngoscope HEINE visionPRO, de la caméra au traitement de l'image en passant par notre écran HEINE allBRIGHT.

EXTRÊMEMENT DURABLE.

APRÈS TOUT, IL EST FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE.

Le HEINE visionPRO est extrêmement robuste et fiable. La tête de la poignée et le cadre de l'écran sont en aluminium anodisé, tandis que la poignée et le bras de la caméra sont en acier inoxydable. Le verre de recouvrement du écran allBRIGHT assure une excellente protection. Après tout, la grande fiabilité des instruments HEINE est légendaire. Il en va de même pour notre vidéo laryngoscope : C'est le Made in Germany.

Unique:

L'écran HEINE aIBRIGHT.

Notre écran aIBRIGHT offre des couleurs authentiques et des images réalistes, même en cas de forte luminosité ambiante. Ce n'est pas étonnant, car HEINE est le premier et le seul fournisseur de vidéo laryngoscopes au monde à proposer un écran transflectif*.

DROIT AU BUT.

Avec son champ de vision extra-large en format portrait, le visionPRO de HEINE montre une section beaucoup plus grande de la glotte et de l'anatomie environnante. Cela signifie qu'une orientation rapide et facile est toujours assurée, même dans des situations où le temps est compté. Intuitif à manipuler, le HEINE visionPRO permet à l'utilisateur de se concentrer pleinement sur l'intubation.

SÛR, RAPIDE ET FACILE À NETTOYER.

Pour garantir une sécurité maximale au patient, l'écran et la poignée peuvent être facilement séparés pour permettre de nombreuses procédures de retraitement validées. La poignée peut être désinfectée par essuyage ou même stérilisée à basse température. L'instrument assemblé peut être nettoyé par désinfection de bas niveau. Ceci grâce à nos surfaces lisses et faciles à nettoyer appelées HEINE smoothSURFACE.

allBRIGHT

visionPRO



Aussi écologique que possible.

LA DURABILITÉ EST INTÉGRÉE.

Le HEINE visionPRO est équipé d'une batterie rechargeable au lithium, que nous avons choisie pour sa durée de vie quasi infinie. Cela réduit les coûts, et surtout, l'impact sur l'environnement. Les piles jetables sont non seulement coûteuses mais aussi très problématiques à fabriquer et à éliminer et donc, non durables.

PREMIÈRE LAME FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.

Et un autre avantage réel à la fin : Nos lames visionPRO sont fabriquées à partir de matériaux recyclés provenant de réfrigérateurs mis au rebut.

Par le recyclage contrôlé de ces réfrigérateurs, nous épargnons à l'environnement environ 200 tonnes de CO₂ par an dès la première année. Cela équivaut à 6,2 millions de kilomètres de voyage en train par personne, ou à environ 140 fois le tour du monde. De plus, nous fabriquons les lames du vidéo laryngoscope visionPRO sur une machine qui fonctionne à l'électricité verte. Pour en savoir plus sur la durabilité, consultez le site www.heine.com/fr/CSR.

Plusieurs droits de propriété industrielle nationaux et internationaux ont été enregistrés et accordés pour le design intelligent de nos lames.

Quality made in Germany.

Nous vivons et respirons la qualité. Dans tout ce que nous faisons, chaque produit que nous fabriquons. Dans chaque lentille que nous polissons. Chaque vis que nous serrons. Chaque fibre optique que nous assemblons. La qualité est toujours au premier plan de nos préoccupations, chaque jour.

La durabilité de nos instruments de diagnostic primaire est légendaire. Chaque instrument est le résultat de décennies de développement de produits, d'améliorations continues, de production et d'un contrôle qualité à 100 % dans nos propres installations. Nous veillons à ce que nos attentes élevées en matière de qualité soient maintenues.

C'est ainsi que nous nous assurons que nos produits haut de gamme répondent à notre exigence de fournir le diagnostic le plus précis et le plus précoce possible. Ni plus ni moins.



[01]

Set visionPRO Mac [01]

Vidéo laryngoscope visionPRO comprenant la poignée visionPRO HR1 Mac et l'unité d'affichage visionPRO DS1, la station de charge visionPRO CS1 avec alimentation électrique enfichable, **F-270.95.862**

Vous trouverez des informations sur les commandes et d'autres produits sur www.heine.com/fr/laryngoscopes



Mac 2



Mac 3



Mac 4



HyMac 3

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Sous réserve de modifications techniques.

03|24. A-000.00.328 FR

