



**Per qualsiasi intubazione.
Anche per quelle inaspettatamente complicate.**



Il video laringoscopio HEINE visionPRO.

**CON UNA QUALITÀ D'IMMAGINE MOLTO, MOLTO,
MOLTO BUONA.**

Per un'intubazione rapida e affidabile, nulla è più importante della migliore visione della glottide, con un'immagine chiara e nitida. Questo vale per ogni intubazione, ma ancora di più per le situazioni difficili e impreviste. Ecco perché abbiamo unito i migliori componenti nel video laringoscopio HEINE visionPRO, dalla telecamera all'elaborazione delle immagini fino al display HEINE allBRIGHT.

**ESTREMAMENTE DURATURO.
DOPOTUTTO, È MADE IN GERMANY.**

Il HEINE visionPRO è estremamente robusto e affidabile. La testa dell'impugnatura e la cornice del display sono in alluminio anodizzato, mentre l'impugnatura e il braccio della telecamera sono in acciaio inossidabile. Il vetro di copertura del display allBRIGHT è altamente protettivo. Del resto, l'elevata affidabilità degli strumenti HEINE è leggendaria. Lo stesso vale per il nostro video laringoscopio: We make Made in Germany.

Unico: | Il display HEINE allBRIGHT.

Il nostro display allBRIGHT offre colori fedeli e immagini realistiche anche in presenza di luce ambiente intensa. Non c'è da stupirsi, perché HEINE è il primo e unico fornitore di video laringoscopi a livello mondiale a offrire un display transflettivo.*

DRITTO AL PUNTO.

Con il suo ampio campo di visione in formato verticale, il HEINE visionPRO mostra una sezione significativamente più ampia della glottide e della relativa anatomia circostante. Ciò significa che l'orientamento rapido e semplice, anche in situazioni critiche, è sempre ben supportato. Intuitivo da usare, HEINE visionPRO permette all'utente di concentrarsi completamente sull'intubazione.

SICURO, VELOCE E FACILE DA PULIRE.

Per garantire la massima sicurezza del paziente, il display e il manico possono essere facilmente separati per uno dei numerosi processi di ritrattamento igienico convalidati. Il manico può essere disinfettato con un panno o addirittura sterilizzato a bassa temperatura. Lo strumento assemblato può essere ritrattato igienicamente con una disinfezione a basso livello. Questo grazie alle nostre superfici lisce e facili da pulire, chiamate HEINE smoothSURFACE.

* Dati in archivio

allBRIGHT

visionPRO



Massima ecocompatibilità.

SOSTENIBILITÀ INTEGRATA.

Il HEINE visionPRO è dotato di una batteria al litio ricaricabile, che abbiamo scelto per la sua durata pressoché infinita. Ciò riduce i costi e, soprattutto, l'impatto sull'ambiente. Le batterie monouso non solo sono costose, ma sono anche molto problematiche da produrre e smaltire, e quindi non sono sostenibili.

LA PRIMA LAMA REALIZZATA CON MATERIALE RICICLATO.

E alla fine un altro vantaggio reale: le nostre lame visionPRO sono realizzate con materiale riciclato proveniente da frigoriferi dismessi.

Riciclando questi frigoriferi in modo controllato, già nel primo anno risparmiamo all'ambiente circa 200 tonnellate di CO₂ all'anno. Ciò equivale a 3,8 milioni di chilometri di viaggio in treno per persona, o a circa 140 volte il giro del mondo. Inoltre, produciamo le lame del video laringoscopio visionPRO su una macchina che funziona con energia elettrica verde. Per saperne di più sulla sostenibilità, visitate il sito www.heine.com/it/CSR.

Per il design intelligente delle nostre lame sono stati registrati e concessi diversi diritti di proprietà industriale nazionali e internazionali.

Quality made in Germany.

Viviamo e respiriamo la qualità. In tutto quello che facciamo: in ogni prodotto che fabbrichiamo. In ogni lente che lucidiamo. In ogni vite che serriamo. In ogni fascio di fibra ottica che raggruppiamo. La qualità è sempre in primo piano nei nostri pensieri, ogni singolo giorno.

La durevolezza dei nostri strumenti diagnostici primari è leggendaria. Ogni singolo strumento è il risultato di decenni di sviluppo dei prodotti, di miglioramenti continui, di produzione e di controlli di qualità del 100 % nelle nostre strutture. Assicuriamo in tutto e per tutto che le alte aspettative di qualità siano soddisfatte.

In questo modo assicuriamo che la nostra affermazione “I nostri prodotti di massima qualità consentono la diagnosi più accurata e più precoce possibile” sia sempre veritiera. Niente di più, niente di meno.



[01]

visionPRO set Mac [01]

Video laringoscopio visionPRO composto da manico visionPRO HR1 Mac e unità di visualizzazione visionPRO DS1, stazione di ricarica visionPRO CS1 con alimentazione elettrica,

F-270.95.862

Le informazioni per ordinare e gli altri prodotti sono disponibili sul sito www.heine.com/laringoscopi



Mac 2



Mac 3



Mac 4



HyMac 3

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

03|24. A-000.00.328 IT

