

# Dermoscopio HEINE DELTA 30

## DATI PRINCIPALI



# Dermatoscopio HEINE DELTA 30



Stato di carica  
60 - 100%



Stato di carica  
33 - 66%



Stato di carica  
10 - 33%



Stato di carica  
< 10%



Per un aggancio sicuro, la piastrina di contatto scatta in posizione con un clic chiaramente udibile.



Diodo illuminato di blu = illuminazione polarizzata

Diodo spento = illuminazione non polarizzata

## UN FILM VALE PIÙ DI 1.000 PAROLE



Il film "Application" mostra il DELTA 30 in azione sul paziente.



**Ricorda ogni singolo neo.**

HEINE DERManager\* è il complemento ideale per il vostro DELTA 30. Questa soluzione software semplifica la gestione digitale dei dati delle immagini dermatoscopiche.

\*Verifica sul nostro sito web in quali paesi è attualmente disponibile il DERManager.

