

Dermatoscope HEINE DELTAone

L'ESSENTIEL EN BREF

Champ de vision
de 21 mm Ø véritables

3 niveaux
de luminosité

Appuyer sur
le bouton pour
passer du
mode d'éclairage
polarisé au mode
non polarisé et
inversement =
fonction « Toggle ».
Plus d'informa-
tions sur
heine.com/fr/Toggle

marche | arrêt



Dermatoscope HEINE DELTAone



UN FILM EN DIT PLUS LONG QUE 1000 MOTS



Le film « **Utilisation** » montre le DELTAone en action sur un patient.



Souvenez-vous de chaque grain de beauté.

Le HEINE DERManager* est le complément idéal de votre DELTAone. Cette solution logicielle simplifie la gestion numérique des données d'images dermatoscopiques.

*Vérifiez sur notre site web dans quels pays le DERManager est actuellement disponible.

