

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LED HQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.



∴ **HEINE EL3 LED Untersuchungsleuchte**
Einfach helle LED-Beleuchtung



Der Begriff „Qualität“ ist heute einer der überstrapaziertesten und am meisten missbrauchten Begriffe in der Bestrebung Produkte zu verkaufen. Jedoch sind nur wenige Unternehmen in der Lage, die Qualität ihrer Produkte in Bezug auf die Vorteile und den Nutzen für den Endverbraucher zu konkretisieren. HEINE definiert die Vorteile der HEINE Qualität im Hinblick auf Leistung, Funktion und Langlebigkeit:



LEISTUNG

Einfach hell. Für besonders helle, schattenfreie Ausleuchtung der gewünschten Beleuchtungsfläche.

Es gibt LED. Und es gibt LED^{HQ}. HEINE hat einen neuen Standard gesetzt, indem von der Materialauswahl über die Verarbeitung, von der Lichtstärke bis zur Dimmbarkeit, vom Wärmemanagement bis zu einem möglichst hohen Farbwiedergabe-Index das Beste gerade gut genug ist. **Wir nennen das LED in HEINE Qualität. Kurz LED^{HQ}.**

Schattenfreie Ausleuchtung. Der kompakte Leuchtkopf (Ø ca. 60mm) kann insbesondere in schwierigen Untersuchungssituationen komfortabel und präzise positioniert werden. Die optimale Positionierung eliminiert unerwünschte Schatten im Beleuchtungsfeld.

FUNKTION

Wartungsfrei und leicht zu reinigen. Vollständig geschlossenes „Cool-Touch“ Gehäusedesign erlaubt eine unkomplizierte und effiziente Reinigung und Desinfektion.

Optimale Positionierung. Intuitive und einfache Justierung dank eines leichten Kopfes und eines stabilen Schwanenhalses, welche die Leuchte genau in der Position halten, in der sie gebraucht wird.

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Wandmontage, Klemmhalterung für die Tischmontage oder auf Rollstativ.

LANGLEBIGKEIT

HEINE gewährt 5 Jahre Garantie. Unseren hohen Anspruch an die Produktqualität jedes HEINE Instruments erfüllen wir mit einer hohen Fertigungstiefe und einer lückenlosen Kontrolle jedes einzelnen Schrittes.

LED Wärmemanagement. Für eine gleichbleibende Leistung und die Produktstabilität brauchen LED-Beleuchtungssysteme ein effektives Wärmemanagement. Modernste LED Träger-Technologie in der EL3 LED Untersuchungsleuchte leitet durch einen optimierten Aufbau aus Hochleistungs-Materialien die Wärme perfekt von den LEDs ab und garantiert somit eine konstante Qualität und Leistung über die gesamte Lebensdauer.

EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Wandhalterung

J-008.27.011

EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Klemmhalterung für die Tischmontage [01]

J-008.27.013

EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Rollstativ aus Metall [02]

J-008.27.014



GESICHERTE QUALITÄT: Entsprechend den strengen Richtlinien gemäß ISO 9001/13485 und dem Medizinproduktegesetz (MPG) entwickelt und gefertigt.