

Ophtalmoscope indirect binoculaire HEINE SIGMA® 250

Des examens précis en toute simplicité.



70%
plus petit et
plus léger

Source de lumière
compacte et légère:
HEINE mPack mini

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



OPHTALMOSCOPE INDIRECT BINOCULAIRE HEINE SIGMA® 250

Monté sur une paire de lunettes légère, avec beaucoup d'avantages.

S-FRAME ajustable.
Monture de lunettes
légère pour un confort
maximal. Ajustable à
toute taille.



Monture légère.
Grâce à des fibres
de carbone malléable,
la monture est légère et
offre une grande stabilité.

Étanche à la poussière.
Pas d'entretien.

Optique de précision HEINE.

Pour toutes tailles de pupille.
Réglage séparé de la convergence
et de l'angle de parallaxe pour
une observation stéréoscopique
parfaitement éclairée des tailles
de pupilles jusqu'à 2 mm et de la
périphérie.



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

La nouvelle référence en matière
d'éclairage à LED produit une lumière
claire et parfaitement homogène avec
un rendu fidèle des couleurs pour un
diagnostic plus précis. Le rouge reste
rouge, le bleu reste bleu. Température
de couleur de typ. 4 000K, CRI typ.
≥ 90, de bons résultats lors du rendu
des couleurs rouges.



HEINE mPack mini – Source de lumière compacte et légère pour SIGMA 250.

Le nouveau chargeur très performant HEINE mPack mini offre une liberté de mouvements contrairement aux instruments reliés par des câbles de l'utilisateur au bureau, du mur ou d'une source de courant statique. Avec un poids de seulement 95 g et dimensions de 44 x 23 x 101 mm, ce chargeur mobile est environ 70 % plus petit et plus léger que le précédent.

Nouveau: Ceinture à clip mPack mini optimisée pour fixer la batterie à la ceinture. Le mPack mini peut également être chargé sur la ceinture à clip. Grâce à la technologie de batterie Li-ion le chargeur a au quotidien une durée d'utilisation d'environ 11 heures, même lors d'une luminosité maximale.

SIGMA 250 Kit avec S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable, Cordon de maintien, Liquide nettoyant pour S-FRAME, Ceinture à clip mPack mini

C-008.33.341

SIGMA 250 M2* Kit avec S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable, Cordon de maintien, Liquide nettoyant pour S-FRAME, Ceinture à clip mPack mini

C-008.33.346

SIGMA 250 Set avec S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable, Dépresseur scléral petit modèle, Dépresseur scléral grand modèle, Loupe ophtalmologique A.R. 20D, Dispositif pour deuxième observateur, Filtre bleu et filtre jaune, Diffuseur, Cordon de maintien, Liquide nettoyant pour S-FRAME, Ceinture à clip mPack mini, Mallette

C-281.41.671

SIGMA 250 M2* Set avec S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable, Dépresseur scléral petit modèle, Dépresseur scléral grand modèle, Loupe ophtalmologique A.R. 20D, Dispositif pour deuxième observateur, Filtre bleu et filtre jaune, Diffuseur, Cordon de maintien, Liquide nettoyant pour S-FRAME, Ceinture à clip mPack mini, Mallette

C-279.41.671

* Le SIGMA 250 M2 possède le point diaphragme au lieu du diaphragme petit spot.

Diaphragmes SIGMA 250: ●●●● Diaphragmes SIGMA 250 M2: ●●●●

► Pour plus d'informations sur nos produits HEINE visitez notre site www.heine.com

